


# ヘテロ2本鎖核酸(HDO) トライアルサービス

ご指定の**配列**および**リガンド**にて**リガンド付きHDO\***を提供いたします


\*リガンド付きHDOは株式会社日本触媒がレナセラピューティクス株式会社よりライセンスを受けて提供いたします

## サービス内容

合成	各種修飾核酸およびリガンドに対応します
精製	LC精製(RP, IEX)
2本鎖形成	アニーリング 
乾燥	凍結乾燥
標準試験	RP-UHPLCおよびMS(1本鎖) 非変性PAGE(2本鎖)

- 【注意事項】
- サンプル量の上限は30mgです。
  - 試験研究用途に限ります(ヒトを対象とする試験には使用できません)。
  - 脂肪酸合成酵素遺伝子を標的とした配列はお断りさせていただく場合がございます。

## ご利用の流れ



### お問合わせ先

#### トライアルサービスについて



- 担当 : 健康・医療事業推進本部
- Email : [health\\_medical@shokubai.co.jp](mailto:health_medical@shokubai.co.jp)

国内外の企業ならびに  
アカデミアのお客様、  
ご利用を心より  
お待ちしております。

#### HDO技術について



- 担当 : 清水
- Email : [info@renatherapeutics.com](mailto:info@renatherapeutics.com)

【ご注意】本資料は、お客様のご用途に応じた弊社製品をご検討いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報に関する知的財産権の使用を許諾するものではありません。また、弊社は、当該技術情報又は弊社製品の使用が、特定用途への使用適合性または第三者の知的財産権を侵害していないことを含め何ら保証せず、当該使用によって発生するいかなる損害につきましても、何らの責任を負いません。

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved. 2026.04